

# La nueva gama Entris<sup>®</sup> La balanza con calibración interna motorizada por el mismo precio que las que no tienen

Oferta  
especial:  
calibración interna  
gratuita

## Características y ventajas

### Fiabilidad

Cámara de pesaje compacta Sartorius:  
resultados rápidos y fiables.

### Calibración automática

Con una pesa interna motorizada  
o externa.

### Pantalla retroiluminada

Alta legibilidad y claridad de los dígitos.

### Programas de aplicación integrados

Sencillos, intuitivos y con la posibilidad  
de seleccionarlos gracias a las teclas de  
función.

# La gama Entris®

Pesaje preciso y fiable con una  
relación calidad-precio  
inmejorable

Calibración interna gratuita en 15 modelos  
distintos que disponen de calibración  
automática con una pesa interna motorizada.



Ahorre  
dinero invirtiendo  
en la tecnología  
"Made in  
Germany"



Legibilidad [g]	Capacidad [g]	Plato inox	Calibración motorizada con pesa interna	Precio de lista	Precio neto especial
0,0001	220	Ø 90 mm	ENTRIS224i-1S	<del>2.040 €</del>	1.750 €
0,0001	120	Ø 90 mm	ENTRIS124i-1S	<del>1.910 €</del>	1.630 €
0,0001	60	Ø 90 mm	ENTRIS64i-1S	<del>1.780 €</del>	1.500 €
0,001	620	Ø 115 mm	ENTRIS623i-1S	<del>1.650 €</del>	1.380 €
0,001	420	Ø 115 mm	ENTRIS423i-1S	<del>1.450 €</del>	1.190 €
0,001	320	Ø 115 mm	ENTRIS323i-1S	<del>1.330 €</del>	1.060 €
0,001	150	Ø 115 mm	ENTRIS153i-1S	<del>1.190 €</del>	938 €
0,01	6.200	180×180	ENTRIS6202i-1S	<del>1.780 €</del>	1.500 €
0,01	4.200	180×180	ENTRIS4202i-1S	<del>1.590 €</del>	1.320 €
0,01	3.200	180×180	ENTRIS3202i-1S	<del>1.450 €</del>	1.190 €
0,01	2.200	180×180	ENTRIS2202i-1S	<del>1.330 €</del>	1.060 €
0,01	820	180×180	ENTRIS822i-1S	<del>1.190 €</del>	938 €
0,1	8.200	180×180	ENTRIS8201i-1S	<del>1.370 €</del>	1.100 €
0,1	5.200	180×180	ENTRIS5201i-1S	<del>1.240 €</del>	976 €
0,1	2.200	180×180	ENTRIS2201i-1S	<del>1.130 €</del>	878 €

**Código de la promoción: LWGAD00218**

Introduzca el código al realizar su pedido.

Para obtener más información, póngase en contacto con



C/ Puerto Pajares 4, bajo  
33420 Lugones (ASTURIAS)  
Asturias: 985 732 128  
Valladolid: 983 102 327  
Fax: 985 732 129  
<http://www.rem-sl.com>

[www.sartorius.es](http://www.sartorius.es) ◀  
turning science into solutions

