

Promoción 2 x 1 en Columnas XP 2.5 µm



eXtended
performance

La denominación *XP* de las columnas 2.5 µm hace referencia a eXtended Performance, tecnología que implica un diseño y empaquetado innovador en este tipo de partículas. Permiten acercarse a las prestaciones *UPLC™* y sacar el máximo partido a las plataformas *HPLC* y *UHPLC*.

¡Adquiera ahora una Columna *XP* y llévase otra gratis!

Comparativa entre equipos LC de Waters



HPLC
Alliance™



UHPLC
ACQUITY ARC™



UPLC
ACQUITY™ H-Class

Dispersión	> 30 µL	12 - 30 µL	< 12 µL
Columnas aceptadas	ID 3.0 - 4.6 mm Partículas 3 - 10 µm	ID 2.1 - 4.6 mm Partículas 1.6 - 5 µm	ID 1.0 - 4.6 mm Partículas 1.6 - 5 µm
Columna óptima	4.6 mm ID / 5µm	3.0 mm ID / 2.x µm	2.1 mm ID / 2 µm
Presiones típicas	< 6000 PSI	6000 - 9000 PSI	9000 - 15000 PSI

Para cursar pedido contacte con el Servicio Directo de Pedidos: Tel. 901301030 - Fax 902301030 - eMail: pedidos@waters.com, o con el distribuidor autorizado de Waters más próximo, indicando el código de oferta **EX**.

Condiciones de la promoción :

Válida hasta el **20 de Septiembre de 2018**. Aplicable a un solo pedido por cliente y a una sola columna *XP* de 2.5 µm. La columna sin cargo deberá ser de valor igual o inferior a la columna *XP* de 2.5 µm. Para pedidos superiores, en unidades, por favor contacte con el departamento comercial. Válida únicamente en España y no acumulable a otras promociones.

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE™